


NOUVEAU : MARQUEUR VISICOIL MR 0,75 MM X 0,5 CM À GAUCHE ET MARQUEUR VISICOIL OR [EN OR] 0,75 MM X 0,5 CM À DROITE



SIEMENS VERIO 3T 70 CM IRM À CHAMP OUVERT, T2

VISICOILTM MR

''nouveau''

Marqueur de repère linéaire pour la localisation de tumeurs des tissus mous

Précision accrue pour l'optimisation de la radiothérapie avancée

PROTÉGER	+
AMÉLIORER	+
SAUVER DES VIES	

Marqueur fiduciaire linéaire multi-modalité pour la fusion d'images IRM/CT et IGRT

VISIBILITÉ ACCRUE


- Visibilité accrue en IRM = Enregistrement et visualisation plus rapides en IRM
- Conception hélicoïdale = Imagerie échographique excellente
- Visible dans différentes modalités d'imagerie = Adapté à tous vos besoins en imagerie
- Noyau creux classique = Artéfacte minimal en CT et IRM

CONFIANCE RENFORCÉE

- Localisation de marqueur stable de l'implantation jusqu'à la fin du traitement
- Conception éprouvée et brevetée de VISICOIL
- La bobine hélicoïdale et la conception souple fixent le marqueur dans les tissus mous
- La conception peu effractive permet l'implantation atraumatique

THÉRAPIE AMÉLIORÉE

- Conception d'aiguille mince = Douleur, œdème et saignement diminués & Confort et sécurité augmentés
- Trajet d'aiguille plus petit = Stabilité de marqueur accrue
- Conception linéaire = Moins d'aiguilles = Moins de mesurage = Implantation plus rapide
- Configuration de traitement quotidien efficace, uniforme, et fiable



« L'or et le platine ont des radio-densités élevées quasi identiques, et sont hautement visibles et faciles à repérer en utilisant des instruments de guidage radiologique. Mais l'or est difficile à repérer sur des clichés d'IRM tandis que la susceptibilité magnétique du platine est plus grande, produisant exactement le vide de signal qui est facile à détecter en IRM. Le platine est le matériau idéal pour le repérage. »

DOCTEUR LEONARD AVRUCH



Département d'imagerie médicale / Université d'Ottawa (à la retraite)

Tailles disponibles

0,35 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,00 mm

0,5 cm
1,0 cm

Disponibles dans des aiguilles pré-chargées ou en vrac



CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI POUR EN SAVOIR PLUS

ORION FRANCE

2 Avenue du General Balfourier, 75016 Paris - France

Tél : 01 42 88 68 41 | info@orion-france.com |

www.orion-france.com